

Anti-Adamts7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb & Elisa - Q9Ukp4

Número do item: CM0019040

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ADAMTS7 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudar a função da metaloprotease na remodelação da matriz extracelular e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11173
GeneID	11173
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1600-1686 do ADAMTS7 humano (NP_055087.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UKP4
Peso da Proteína	184kDa
Envio	Saco de gelo