

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adamtsl1 Para Wb E Elisa - Q8N6G6

Número do item: CM0028517

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ADAMTSL1 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante. Para estudos de músculo esquelético e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTSL1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSR1; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92949
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1483-1762 do ADAMTSL1 humano (NP_001035362.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6G6
Peso Proteico	62kDa
Envio	Em saco de gelo