


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adar1 Para Wb, Elisa - P55265

Número do item: CM0002402



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ADAR1 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA. Específico para ADAR1 humano (P55265), uma adenosina desaminase específica de RNA de dupla fita de 136kDa envolvida na edição de RNA A-to-I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAR1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	103
GeneID	103
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 do ADAR1 humano (P55265).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55265
Peso Proteico	136kDa
Envio	Saco de gelo