

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adar1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Número do item: CM0027006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ADAR1 humana, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigar a edição de RNA A para I, imunidade antiviral e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	103
GeneID	103
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-299 de ADAR1 humana (NP_001102.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55265
Peso Proteico	136kDa
Envio	Bolsa de gelo