

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Adarb1 Para Wb, Elisa - P78563

Número do item: CM0020514



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-ADARB1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta ADARB1 humano, de camundongo e de rato (81 kDa). Ideal para pesquisa de edição de RNA A-para-I e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADARB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	104
GeneID	104
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-380 da ADARB1 humana (NP_001103.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78563
Peso da Proteína	81kDa
Transporte	Bolsa de gelo