

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Adcy2 Para Wb, Elisa - Q08462

Número do item: CM0029924

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra ADCY2 humana, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização por cAMP, vias de GPCR e expressão em tecidos adrenais e cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADCY2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AC2; HBAC2; ADCY2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	108
ID do Gene	108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-600 da ADCY2 humana (NP_065433.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08462
Peso da Proteína	124 kDa
Transporte	Bolsa de gelo