

Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Número do item: CM0025214



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADCYAP1R1 humano (PAC1/receptor PACAP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização de RCPG e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADCYAP1R1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	117
GeneID	117
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-140 do ADCYAP1R1 humano (NP_001109.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41586
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo