


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adenosina Desaminase (Ada) Para Wb, Elisa - P00813

Número do item: CM0008309



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-adenosina desaminase (ADA) validado para WB e ELISA, mostrando reatividade cruzada com ADA humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de purinas, imunologia e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Adenosina Desaminase (ADA) mAb de Coelho
Observações/Apelido	ADA1; Adenosina Desaminase (ADA)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100
GeneID	100
Imunógeno	Peptídeo Sintético correspondente aos aminoácidos 250-350 da ADA humana (NP_000013.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00813
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo