


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adenosina Desaminase (Ada) Para Wb, If/Icc, Elisa - P00813

Número do item: CM0013439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Adenosina Desaminase (ADA) humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo das purinas, ativação de células T e sinalização da adenosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Adenosina Desaminase (ADA) pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADA1; Adenosina Desaminase (ADA)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	100
ID do Gene	100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-363 da Adenosina Desaminase (ADA) humana (NP_000013.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P00813
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo