


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Adenosilhomocisteinase (Ahcy/Sahh) Para Wb E Elisa - P23526

Número do item: CM0011887



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra AHCY (SAHH) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do metabolismo de um carbono e vias da homocisteína.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	AHCY Coelho mAb
Observações/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	191
GeneID	191
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 da AHCY humana (P23526).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23526
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo