

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adgra3 Para Wb, Elisa - Q8Iwk6

Número do item: CM0017170

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADGRA3 (GPR125) humano para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar GPCRs de adesão e vias de polaridade celular planar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADGRA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	166647
ID do Gene	166647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-600 da ADGRA3 humana (NP_660333.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWK6
Peso da Proteína	146kDa
Transporte	Saco de gelo