


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Adgrb3 Para Wb, Elisa - O60242

Número do item: CM0017197



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-ADGRB3 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o receptor B3 acoplado à proteína G de adesão humana (BAI3), um regulador da sinaptogênese e da fusão de mioblastos. Para pesquisa em DDI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADGRB3 Rabbit pAb
Observações/Alias	BAI3; ADGRB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	577
GeneID	577
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-280 da ADGRB3 humana (NP_001695.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	O60242
Peso da Proteína	172kDa
Envio	Bolsa de gelo