

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adgrl4 Para Wb E Elisa - Q9Hbw9

Número do item: CM0014869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ADGRL4 (ELTD1/ETL) humano para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado para pesquisa de angiogênese, 78 kDa, Swiss-Prot Q9HBW9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADGRL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64123
GeneID	64123
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-406 do ADGRL4 humano (NP_071442.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBW9
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo