

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Para Wb - P07327 / P00325 / P00326

Número do item: CM0021632



introdução

Anticorpo policlonal de coelho da CamelBio direcionado às desidrogenases alcoólicas ADH1A/ADH1B/ADH1C. Validado para WB, IF-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos do metabolismo do álcool e da função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ADH1A/ADH1B/ADH1C pAb de coelho
Observações/Alias	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	124, 125, 126
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P07327, P00325, P00326
Envio	Bolsa de gelo