

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adh1B Para Wb, Elisa - P00325

Número do item: CM0018185



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a ADH1B humana (desidrogenase de all-trans-retinol), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para estudos do metabolismo de retinoides, pesquisas sobre o metabolismo do álcool e aplicações relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra ADH1B
Observações/Apelido	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	125
GeneID	125
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-375 da ADH1B humana (NP_000659.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P00325
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo