

Anticorpo Policlonal Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Número do item: CM0015376



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-ADH5/GSNOR validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo ADH5 humano, de camundongo e rato, uma formaldeído e S-nitrosoglutationa redutase chave. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e sinalização de óxido nítrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Observações/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128
ID do Gene	128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-374 do ADH5/GSNOR humano (NP_000662.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11766
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo