

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If-P, Elisa - P11766

Número do item: CM0007255



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a ADH5/GSNOR (SWISS P11766), validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta ADH5/GSNOR humano, de camundongo e rato. Para estudos de metabolismo do álcool, desintoxicação por formaldeído e S-nitrosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADH5/GSNOR mAb de Coelho
Observações/Apelidos	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1 a 374 da ADH5/GSNOR humana (NP_000662.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11766
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo