

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Número do item: CM0023703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade contra ADH5/GSNOR (álcool desidrogenase classe-3), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de desintoxicação de formaldeído e S-nitrosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Observações/Apelido	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128
ID do Gene	128
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-374 do ADH5/GSNOR humano (NP_000662.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11766
Peso Proteico	40 kDa
Envio	Saco de gelo