

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adh7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40394

Número do item: CM0027800



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADH7 humano (retinol desidrogenase). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do metabolismo de retinoides e desintoxicação de aldeídos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADH7 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADH4; ADH7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	131
GeneID	131
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-386 da ADH7 humana (NP_000664.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40394
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo