

Anticorpo Policlonais Anti-Adhfe1 Para Wb, Elisa - Q8lww8

Número do item: CM0022711

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ADHFE1 humano (HOT/ADH8). Aplicações: WB, ELISA; reação cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante (aa 41-255). Ideal para estudar o metabolismo mitocondrial de GHB. Peso molecular: 50 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ADHFE1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HOT; ADH8; HMFT2263
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	137872
ID do Gene	137872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-255 da ADHFE1 humana (NP_653251.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8IWW8
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo