

## Anticorpo Policlonais Anti-Adiponectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15848

Número do item: CM0027876



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra adiponectina humana (SWISS Q15848) para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em doenças metabólicas e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Adiponectina Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectina                                                                   |
| Espécie              | Humana                                                                                                                           |
| ID do Gene           | 9370                                                                                                                             |
| Imunogeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-244 da Adiponectina humana (NP_004788.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS                | Q15848                                                                                                                           |
| Peso Proteico        | 26 kDa                                                                                                                           |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                    |