


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adiponectina Para Wb E Elisa - Q15848

Número do item: CM0007337



introdução

Adiponectina Rabbit mAb (Q15848) validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo. Uma adipocina chave no metabolismo e sensibilidade à insulina, ideal para pesquisa em diabetes e obesidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Adiponectina Rabbit mAb
Observações/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9370
ID do Gene	9370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-244 da Adiponectina humana. (NP_004788.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q15848
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo