


Anticorpo Policlonal Anti-Adipor1 Para Wb, Elisa - Q96A54

Número do item: CM0016120



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ADIPOR1 humano (receptor de adiponectina 1, 43 kDa). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças metabólicas, diabetes e estudos de obesidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADIPOR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51094
ID do Gene	51094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-59 do Receptor de Adiponectina 1 humano (NP_057083.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96A54
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo