


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adipor1 Para Wb, Elisa - Q96A54

Número do item: CM0024169



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ADIPOR1, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para Camundongo e Rato. Ideal para estudar a sinalização da adiponectina e a regulação metabólica em pesquisas sobre metabolismo de glicose e lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADIPOR1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51094
ID do Gene	51094
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96A54
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo