

Anticorpo Policlonal Anti-Adipor2 Para Wb, Elisa - Q86V24

Número do item: CM0017076



introdução

O pAb de Coelho ADIPOR2 detecta o receptor 2 de adiponectina (44kDa) humano, de camundongo e de rato via WB e ELISA. Ideal para estudos metabólicos sobre o metabolismo de glicose e lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ADIPOR2
Observações/Apelido	PAQR2; ACDCR2; ADIPOR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79602
GeneID	79602
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do ADIPOR2 humano (NP_078827.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86V24
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo