

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adm Para Wb E Elisa - P.35318

Número do item: CM0026462



introdução

O pAb de Coelho ADM é um anticorpo policlonal de coelho produzido contra o peptídeo ADM humano. Validado para Western blot e ELISA, detecta o ADM humano e reage cruzadamente com o ADM de camundongo. Adequado para pesquisas sobre vasodilatação, pressão arterial e equilíbrio de fluidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho ADM
Observações/Apelido	AM; PAMP; ADM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	133
ID do Gene	133
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ADM humano (NP_001115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35318
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo