

Anticorpo Monoclonal Anti-Adora1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Número do item: CM0004481



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ADORA1 para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo: receptor de adenosina A1, um GPCR que media sinalização inibitória. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho ADORA1
Observações/Apelido	RDC7; ADORA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134
ID do Gene	134
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do ADORA1 humano (P30542)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30542
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo