


Anticorpo Policlonais Anti-Adora1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Número do item: CM0020142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ADORA1 humano (receptor de adenosina A1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 37 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização por GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADORA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RDC7; ADORA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134
ID do Gene	134
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-326 do ADORA1 humano (NP_000665.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30542
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo