

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adora2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P29275

Número do item: CM0024383



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de adenosina A2b humano (ADORA2B), validado para western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de adenosina e GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADORA2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADORA2; ADORA2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	136
GeneID	136
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do ADORA2B humano (NP_000667.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P29275
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo