

Anticorpo Policlonal Anti-Adora3 Para Wb, Elisa - P0Dms8

Número do item: CM0022160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ADORA3 humano (receptor de adenosina A3). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de GPCR e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADORA3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	A3AR; ADORA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140
GeneID	140
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ADORA3 humano (NP_000668.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P0DMS8
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo