

## Anticorpo Policlonal Anti-Adra1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35348

Número do item: CM0014233



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ADRA1A humano (receptor adrenérgico alfa-1A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da sinalização de catecolaminas e função cardíaca.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ADRA1A Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 148                                                                                                                         |
| GeneID              | 148                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-475 do ADRA1A humano (NP_150646.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P35348                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 51kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                               |