


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adra2A Para Wb - P08913

Número do item: CM0025251



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ADRA2A, validado para WB e ELISA. Detecta uma banda de 51kDa e reage cruzadamente com ADRA2A humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de RGPC, cardiovascular e neurobiológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRA2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	150
GeneID	150
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 do ADRA2A humano (NP_000672.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08913
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo