


Anticorpo Policloal Anti-Adra2B Para Wb E Elisa - P18089

Número do item: CM0025643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor adrenérgico Alfa-2B humano (ADRA2B). Validado para Western blot e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudo de regulação da pressão arterial, sinalização por GPCR e processos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRA2B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FAME2; ADRA2L1; ADRL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	151
GeneID	151
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ADRA2B humano (NP_000673.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18089
Peso Proteico	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo