


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Adra2C Para Wb, Elisa - P18825

Número do item: CM0021483



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao ADRA2C humano (Receptor adrenérgico alfa-2C). Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Adequado para pesquisas cardiovasculares e neurológicas sobre pressão arterial, lipólise, liberação de insulina e neurotransmissão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRA2C pAb de Coelho
Observações/Alias	ADRA2L2; ADRL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	152
GeneID	152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 do ADRA2C humano (NP_000674.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18825
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo