


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adrb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07550

Número do item: CM0019647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ADRB2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização do receptor adrenérgico beta-2 em pesquisas cardiovasculares e metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	154
GeneID	154
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do ADRB2 humano (NP_000015.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07550
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de gelo