


Anti-Adrb3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P13945

Número do item: CM0027361



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ADRB3 humano (receptor adrenérgico beta-3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre termogênese, lipólise e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRB3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BETA3AR; ADRB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	155
ID do Gene	155
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ADRB3 humano (NP_000016.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13945
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo