

Anti-Adrbk2 (Grk3, Bark2) Anticorpo Policlonal Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Número do item: CM0023564

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ADRBK2 humano (GRK3/BARK2) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Investigue a sinalização e dessensibilização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ADRBK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BARK2; ADRBK2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	157
GeneID	157
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ADRBK2 humano (NP_005151.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35626
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo