


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Adrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16186

Número do item: CM0030215



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a ADRM1 (receptor de ubiquitina proteassomal, Rpn13). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Suporta pesquisa sobre proteassomo e ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11047
GeneID	11047
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-407 de ADRM1 humana (NP_008933.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16186
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo