


Anticorpo Policlonal Anti-Adsl Para Wb, If/Icc, Elisa - P30566

Número do item: CM0025815



introdução

Anticorpo policlonal Anti-ADSL validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Ataca a enzima da biossíntese de purinas adenilsuccinato liase. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADSL pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	158
GeneID	158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do ADSL humano (NP_000017.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P30566
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo