

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adss 2 Para Wb E Elisa - P30520

Número do item: CM0002377



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à adenilossuccinato sintetase isoenzima 2 (AdSS 2) humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Indicado para pesquisas em metabolismo de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AdSS 2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	159
GeneID	159
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30520
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo