

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adss Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Número do item: CM0025021



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ADSS humano (adenilossuccinato sintase 2), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de nucleotídeos de purina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADSS pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADEH; ADSS; ADSS 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	159
GeneID	159
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ADSS humano (NP_001117.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30520
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo