

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aebp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lux7

Número do item: CM0019563

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-AEBP1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular, biologia de adipócitos e estudos de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AEBP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ACLP; AEBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	165
GeneID	165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 999-1158 da AEBP1 humana (NP_001120.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IUX7
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Bolsa de gelo