

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aebp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zn18

Número do item: CM0030739



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AEBP2 humano (proteína de dedo de zinco AEBP2), validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. AEBP2 é uma subunidade acessória do PRC2 que medeia a trimetilação de H3K27 e a repressão transcricional. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AEBP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AEBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121536
GeneID	121536
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-503 do AEBP2 humano (NP_694939.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZN18
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo