

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aes Para Wb, Elisa - Q08117

Número do item: CM0026768

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AES/TLE5, um corepressor transcricional na via Wnt. Adequado para Western blot e ELISA, reativo em humano e camundongo. UniProt Q08117.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AES Rabbit pAb
Observações/Apelido	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Espécie	Humano
ID do Gene	166 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 do AES humano (NP_945320.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08117
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo