


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Aff4 Para Wb, Elisa - Q9Uhb7

Número do item: CM0028559



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-AFF4 (SWISS: Q9UHB7) validado para WB e ELISA, adequado para estudos de complexos de alongamento da transcrição em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa do complexo SEC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AFF4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MCEF; CHOPS; AF5Q31; AFF4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	27125
ID do Gene	27125
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da AFF4 humana (NP_055238.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHB7
Peso da Proteína	127kDa
Transporte	Saco de gelo