


Anticorpo Monoclonal Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y4W6

Número do item: CM0009080



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AFG3L2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com AFG3L2 humano, de camundongo e de rato (89 kDa), uma protease m-AAA mitocondrial implicada na ataxia espinocerebelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra AFG3L2
Observações/Alíás	OPA12; SCA28; SPAX5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10939
GeneID	10939
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 538-797 da AFG3L2 humana NP_006787.2
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y4W6
Peso da proteína	89 kDa
Envio	Bolsa de gelo