


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Afg3L2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Número do item: CM0022339



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AFG3L2 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante. Ideal para estudos da protease m-AAA da membrana interna mitocondrial e pesquisas sobre ataxia espinocerebelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AFG3L2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10939
ID do Gene	10939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 538-797 de AFG3L2 humano (NP_006787.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo