


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Afg3L2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Número do item: CM0021149



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AFG3L2 humano (protease m-AAA), validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de controle de qualidade mitocondrial e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AFG3L2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10939
GeneID	10939
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 538-797 do AFG3L2 humano (NP_006787.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Envio	Em saco de gelo