


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Afm Para Wb, Elisa - P43652

Número do item: CM0017198



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra afamina humana (AFM), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e transporte de vitamina E.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | AFM pAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Alíás   | ALF; ALB2; ALBA; AFM                                                                                                     |
| Espécie             | Humana                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 173                                                                                                                      |
| GeneID              | 173                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-599 da AFM humana (NP_001124.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade cruzada | Rato                                                                                                                     |
| SWISS               | P43652                                                                                                                   |
| Peso da proteína    | 69 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |