

Anticorpo Monoclonal Anti-Ager Para Wb - Q15109

Número do item: CM0008675



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-AGER (RAGE) validado para WB, IF, IHC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização RAGE, inflamação e doenças relacionadas à idade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AGER Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	RAGE; sRAGE; SCARJ1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	177
ID do Gene	177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-344 do AGER humano. (NP_001127.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15109
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo